



DEZINFEKCIÁ PLÔCH A POVRCHOV

PODLAHY A POVRCHY



SURFANIOS Premium SURFANIOS Citron

- 2 v 1 - na čistenie a dezinfekciu podlôh a povrchov.
- Preukázaná účinnosť proti nemocničným kmeňom.
- Bez aldehydov, bez chlóru.
- Široká možnosť použitia.
- Účinný už pri 0,25 % koncentrácií.



BACTERANIOS SF

- 2 v 1 - na čistenie a dezinfekciu podlôh a povrchov.
- Špeciálne vyvinutý pre sterilné prostredie.
- Zloženie na báze aldehydov.
- Vhodný aj na čistenie sifónov a výleviek.
- Neobsahuje formaldehydy.
- Nemusí sa oplachovať.



ANIOS OXY'FLOOR

- 2 v 1 - na čistenie a dezinfekciu podlôh a povrchov.
- Prášková forma, bez západu.
- Vysokoúčinný proti Clostridium difficile, už za 15 min.
- Ohníková dezinfekcia, použitie počas epidémií.
- Alternatíva k chlórovým prípravkom.
- Presné dávkovanie.

DEZINFEKCIÁ POSTREKOM



SURFA'SAFE Premium

- Na čistenie a dezinfekciu plôch povrchov.
- Penový, rýchloschnúci, nezanecháva žiadne stopy.
- Rýchla antimikrobiálna účinnosť už od 3 minút.
- Nedráždi, bez alkoholu, parfumov a CMR látok.
- Široká kompatibilita s materiálmi (inkubátory).



ANIOSPRAY QUICK

- Na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok.
- Na báze alkoholu, bez aldehydov a farbív.
- Rýchla antimikrobiálna účinnosť už od 30 sek.
- Nezanecháva žiadne stopy po zaschnutí.
- Príjemná vôňa.

ANIOS Quick Wipes

- Utierky na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok.
- Na báze alkoholu, bez opachu.
- Rýchla antimikrobiálna účinnosť.
- Bez aldehydov a farbív.
- Príjemná vôňa.

DEZINFEKCIÁ OTEROM



WIP'ANIOS Excel

- Utierky na čistenie a dezinfekciu povrchov a zdravotníckych pomôcok.
- Bez alkoholu, bez CMR látok, parfumov a farbív.
- Antibakteriálna účinnosť už od 2 minút.
- 100% biologicky odbúrateľná víska.
- Rozmery utierok Wip'Anios Excel 180 x 200 mm, Wip'Anios Excel King Size 200 x 360 mm.

AEROSOLOVÁ DEZINFEKCIÁ



Aerosept 500 + ASEPTANIOS AD

- Automatický rozprašovací prístroj na aerosolovú dezinfekciu miestnosti.
- Objem dezinfikovaných miestností 30 - 500 m³.
- Plne automatizovaný proces dezinfekcie vrátane ukončenia procesov.
- Prenos informácií o dezinfekcii do počítača prostredníctvom USB klíča.
- Určený pre zle prístupné povrhy rôznych typov (operačné sály, dialyzačné centrá, infekčné odd.).

Používajte biocídne výrobky bezpečne.

Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.



ÚČINNÉ LÁTKY

N-(3aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, didecyldimethylammonium chloride.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MRSA, MDRB), tuberkulocídny, fungicídny, účinný proti vírusom (HIV-1, HBV, HCV, herpesvírus, Vaccinia vírus, koronavírus).

BALENIE

SURFANIOS Premium 5 litrov 4 balenia v kartóne
SURFANIOS Citron 5 litrov 4 balenia v kartóne
SURFANIOS Premium 1 liter 12 balení v kartóne

*Ku každému 5 litrovému baleniu pumpa za 1 cent s DPH.

ÚČINNÉ LÁTKY

Glutaraldehyd, didecyldimethylammonium chloride.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny, fungicídny, účinný proti BVDV - bovine viral diarrhea virus (virusová hnačka), vrátane HCV - Hepatitis C Virus (virus hepatitidy C).

BALENIE

BACTERANIOS SF 1 liter 12 balení v kartóne
BACTERANIOS SF 5 litrov 4 balenia v kartóne

*Ku každému 5 litrovému baleniu pumpa za 1 cent s DPH.

ÚČINNÉ LÁTKY

Sodium percarbonate, tetraacetylenediamine, N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N, N-dimethylammonium chloride. Pri rozpúštaní prípravku vo vode sa tvorí peroctová kyselina.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MRSA, MDRB), tuberkulocídny, mykobaktericídny, fungicídny, virucídny (HBV, HCV, norovírus, Vaccinia vírus, rotavírus), sporicídny (Bacillus subtilis, Clostridium difficile).

BALENIE

25g 100 balení v kartóne
1 kg 4 balenia v kartóne

ÚČINNÉ LÁTKY

Didecyldimethylammonium chloride.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MRSA), tuberkulocídny, fungicídny, virucídny (rotavírus, HBV, HSV, Vaccinia vírus, HCV, Polyoma vírus, norovírus).

BALENIE

750 ml 12 balení v kartóne

ÚČINNÉ LÁTKY

Ethanol (55%), KAZ.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MDRB), tuberkulocídny, mykobaktericídny, fungicídny (Trichophyton mentagrophytes), virucídny (adenovírus, HIV-1, HBV, HCV, Vaccinia vírus, herpesvírus, koronavírus, rozavírus, H1N1, Feline calicivirus, norovírus).

BALENIE

1 liter 12 balení v kartóne
5 litrov 4 balenia v kartóne
120 ks utierok 12 balení v kartóne

ÚČINNÉ LÁTKY

Didecyldimethylammonium chloride, neiónové povrchovo aktívne látky.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MRSA), tuberkulocídny, fungicídny, virucídny (rotavírus, HBV, HSV, Vaccinia vírus, HCV, Polyoma vírus, norovírus).

BALENIE

Wip'Anios Excel 50 k 12 balení v kartóne
Wip'Anios Excel
King Size 350 ks utierok 1 balenie
Náhradná náplň 2 balenia v kartóne

ÚČINNÉ LÁTKY

Stabilizovaný roztok kyseliny peroctovej a peroxidu vodíka.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MDRB), tuberkulocídny, mykobaktericídny, fungicídny, virucídny, sporicídny (Clostridium difficile).

BALENIE

ASEPTANIOS AD 5 litrov 4 balenia v kartóne





DEZINFEKCIÁ NÁSTROJOV

ENZYMATICKÉ ČISTENIE



25 ML PUMPA
ZA 1 CENT*

ANIOSYME SYNERGY 5

- Na enzymatické čistenie inštrumentária.
- 5 druhov enzýmov v 1 prípravku.
- Odstraňuje všetky druhy znečistenia.
- Vhodný aj na ručné aj strojové umývanie.
- Účinný v akejkoľvek kvalite vody.
- Bezpečný pre životné prostredie.



ÚČINNÉ LÁTKY

Enzymatický komplex (amyláza, celuláza, lipáza, mannáza a proteáza), neionogénne a aniontové látky.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Enzymatický detergent.

BALENIE	1 liter	12 balení v kartóne
	5 litrov	4 balenia v kartóne

*Ku každému 5 litrovému baleniu pumpa za 1 cent s DPH.

ČISTENIE NÁSTROJOV A PREDDEZINFKECIA



25 ML PUMPA
ZA 1 CENT*

ANIOS' CLEAN EXCEL D

- Čistenie a preddezinfekcia chirurgických a lekárskych nástrojov.
- Originálna, synergická kombinácia účinných látok.
- Preukázaná vysoká čistiacia schopnosť.
- Efektívny aj v tvrdej vode.
- Nekorozívny, kompatibilný so širokou škálou materiálov.

ANIOSYME XL3

- Vysoko účinný prípravok na čistenie a preddezinfekciu.
- Obzvlášť vhodný na endoskopické vybavenie.
- Na manuálne čistenie a čistenie v ultrazvukových čističkách.
- Obsahuje 3 druhy enzýmov.
- Bez korozívnych účinkov.
- Účinný aj na biofilm - Pseudomonas aeruginosa.
- Na 99,6 % biologicky odbúrateľný.

ANIOSEPT ACTIV

- 2 v 1 - na čistenie inštrumentária a vyšší stupeň dezinfekcie.
- Prášková forma.
- Široká antimikrobiálna účinnosť už od 15 min.
- Kontrola roztoku pomocou testovacích prúžkov.
- Roztok je stabilný 24 hodín.

VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFKECIE



STERANIOS 2 %

- Prípravok je určený na vyšší stupeň dezinfekcie.
- Steranios 2 % obmedzuje odparovanie glutaraldehydu.
- Na báze aldehydu.
- Pripravený na okamžité použitie bez nutnosti riedenia.
- Stabilita roztoku až 30 dní, kontrola testovacími prúžkami.
- Široká materiálová znášanlivosť.



STERANIOS 20 %

Steranios 20 % sa riadi na 5 %-nú alebo na 10 %-nú koncentráciu. Rovnaké vlastnosti ako Steranios 2 %.

ANIOXYDE 1000

- Prípravok je určený na vyšší stupeň dezinfekcie.
- Dvojzložkový prípravok, nefixuje proteíny.
- Na použitie je pripravený po aktivácii.
- Plná antimikrobiálna účinnosť **už od 5 min.**
- **Roztok je stabilný 14 dní**, kontrola testovacími prúžkami.
- Neobsahuje aldehydy: nefixuje proteíny
= **ZABRAŇUJE VZNIKU BIOFILMU**.
- Na 99,8 % biologicky odbúrateľný.



RENOVÁCIA NÁSTROJOV



ANIOS R 444

- Zabráňuje tvorbe hrdze a korózii.
- Konzervuje nástroje a inštrumenty.
- Odstraňuje minerálne usadeniny.
- Metóda namáčania: integrovaný systém dávkovania.

ÚČINNÉ LÁTKY

Enzymatický komplex (amyláza, celuláza, lipáza, mannáza a proteáza), neionogénne a aniontové látky.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Enzymatický detergent.

BALENIE	1 liter	12 balení v kartóne
	5 litrov	4 balenia v kartóne

*Ku každému 5 litrovému baleniu pumpa za 1 cent s DPH.

ÚČINNÉ LÁTKY

Didecyldimethylammoniumchlorid, chlorhexidine digluconate, neiónové a amfoterné povrchovo aktívne látky.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MDRB, MRSA), tuberkulocídny, fungicídny, virucídny (HIV-1, HBV, HCV, HSV, Vaccinia vírus).

BALENIE	1 liter	12 balení v kartóne
	5 litrov	4 balenia v kartóne

*Ku každému 5 litrovému baleniu pumpa za 1 cent s DPH.

ÚČINNÉ LÁTKY

Quaternary ammonium carbonate, enzymatický komplex (proteázy, amylázy a mannanázy), neionogénne povrhové aktívne látky.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MDRB, MRSA), tuberkulocídny, proti kvasinkám, virucídny (HIV-1, HBV, HCV, HSV, Vaccinia vírus).

BALENIE	1 liter	12 balení v kartóne
	5 litrov	4 balenia v kartóne

*Ku každému 5 litrovému baleniu pumpa za 1 cent s DPH.

ÚČINNÉ LÁTKY

Sodium percarbonate, tetraacetylenediamine, N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N, N-dimethylammonium chloride. Pri rozpúštaní prípravku vo vode sa tvorí peroctová kyselina.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MDRB, MRSA), tuberkulocídny, mykobaktericídny, fungicídny, virucídny (Trichophyton mentagrophytes), virucídny (poliovirus, adenovirus, Polyoma vírus, HBV, HCV, Vaccinia vírus, norovirus, rotavírus), sporicídny (Clostridium difficile).

BALENIE	1 kg	4 balenia v kartóne
	5 kg	2 balenia v kartóne
Testovacie prúžky.....		50 ks

ÚČINNÉ LÁTKY

Glutaraldehyd.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MRSA, Helicobacter pylori), tuberkulocídny, mykobaktericídny, fungicídny, virucídny (adenovírus, poliovírus, HIV-1, herpesvírus, HCV), sporicídny (B. subtilis, B. cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile), proti príonom (Urogenital mycoplasma).

BALENIE 2 %	5 litrov	4 balenia v kartóne
	Testovacie prúžky	100 ks

BALENIE 20 %	500 ml	12 balení v kartóne
	5 litrov	2 balenia v kartóne

ÚČINNÉ LÁTKY

Sodium percarbonate, tetraacetylenediamine, N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N, N-dimethylammonium chloride. Pri rozpúštaní prípravku vo vode sa tvorí peroctová kyselina.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericídny (MDRB, MRSA), tuberkulocídny, mykobaktericídny, fungicídny (Trichophyton mentagrophytes), virucídny (poliovírus, adenovírus, HIV-1, HBV, Polyoma vírus), sporicídny (B. cereus, B. subtilis, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile).

BALENIE	5 litrov	4 balenia v kartóne
	Testovacie prúžky	50 ks

BALENIE	1 liter	3 balenia v kartóne
---------	---------------	---------------------



DEZINFEKCIÁ RÚK A POKOŽKY

UMÝVANIE RÚK A POKOŽKY

DERMATOLOGICKY
TESTOVANÉ



ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

- Mydlo vhodné na časté umývanie rúk a celého tela.
- Bez detergentov, parfumov a alergénov.
- Rezistentné proti mikrobiálemu znečisteniu.
- Vhodné aj na umývanie citlivej pokožky.
- Po nariadení na 50 % vhodný aj pre deti do 3 rokov.
- Obohatené glycerinom.



DERMANIOS SCRUB CG

- Antiseptické mydlo na báze chlórhexidínu.
- Na hygienické umývanie rúk a celého tela.
- Hygienické umývanie rúk: 3 ml / 30 sekúnd.
- Široká antimikrobiálna účinnosť.

DEZINFEKCIÁ RÚK

Unikátna
tixotropná
dezinfekcia
rúk

DERMATOLOGICKY
TESTOVANÉ



ANIOSGEL 800

- Obsahuje hydratačné a upokojujúce látky na starostlivosť o citlivú, podráždenú, poškodenú alebo suchú pokožku.
- Tixotropny** (mení skupenstvo z tuhého stavu do kvapalného a naopak) dezinfekčný prostriedok na báze etanolu.
- Určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.
- Nelepi a obsahuje hydratačné a zvlhčujúce látky.
- Hypoalergénny, bez obsahu parfumov, farbív a alergénov.
- Široká antimikrobiálna účinnosť, aj na MRSA.

Účinný na
Poliovírus
už do 30
sekúnd.



ANIOSRUB 800

- Tekutý dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.
- Určený na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.
- Nelepi a obsahuje hydratačné a zvlhčujúce látky.
- Hypoalergénny, bez obsahu parfumov, farbív a alergénov.
- Široká antimikrobiálna účinnosť, aj na MRSA.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU



CREME PROTECTRICE

- Ochranný krém na ruky.
- Vhodný na ošetroenie počas práce i po nej.
- Bez parabénov.
- Rýchlo sa vstrebáva a účinkuje.
- Obsahuje glycerín a bambucké maslo.

DRŽIAKY



Univerzálny držiak
na 500 ml aj na
1 litrovú flasu 404.416



Držiak plastový
na 500 ml flasu 425.058,
na 1 litrovú flasu 425.090

DÁVKOVÁČE



Dávkovač laktový
na 500 ml flasu 425.092,
na 1 litrovú flasu 425.091



Kovový dávkovač laktový
na 1 litrové flasu
typu airless 452.022



Pumpa dávkovacia
na 5 litrové flasu (20 ml
alebo 25 ml dávkovanie)



Bezdotočkový
elektronický dávkovač
na 1 litrové prostriedky
typu airless 425.157V



Zmiešavač
Plunge 25L/min
na pohodlnú a efektívnu
prípravu pracovného
roztoku produktov
SURFANIOS a BACTERANIOS.

Používajte biocidne výrobky bezpečne.
Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.



DEZINFEKČNÝ PROGRAM

KOMPLEXNÝ PREHĽAD POUŽITIA PRODUKTOV ANIOS

POUŽITIE		SPÔSOB POUŽITIA	NÁZOV PRODUKTU	KONCENTRÁCIA	EXPOZIČNÝ ČAS	SPEKTRUM ÚČINNOSTI	VÝHODA	
PLOCHY A POVРCHY	Dezinfeckcia veľkých plôch a povrchov	Pracovným roztokom navlhčiť plochy a nechať zaschnúť, neoplachovať.	SURFANIOS Premium	0,25 % 0,50 %	60 min. 30 min.	A(B)TV MRSA	Bez aldehydov, bez chlóru.	
			BACTERANIOS SF	0,25 %	15 min.	A(B)TV MRSA	Špeciálne vyvinutý pre sterilné prostredie. Zloženie na báze aldehydov.	
			ANIOS OXY FLOOR	0,50 % 0,50 %	15 min. 60 min.	A(B)TMV MRSA ABCTMV MRSA	Bez zápachu. Čistenie a dezinfekcia súčasne. Ohnísková dezinfekcia.	
	Dezinfeckcia malých plôch postrekom	Nastriekať na povrch, rovnomerne rozotrieť a nechať zaschnúť, neoplachovať.	SURFA'SAFE Premium	pripravený na použitie	30 min. 60 min.	A(B)V MRSA A(B)TV MRSA	Výborná materiálová znášanlivosť - inkubátory. Rýchla účinnosť (3 min).	
			ANIOSPRAY QUICK	pripravený na použitie	30 s 5 min.	A(B)T MRSA A(B)TMV MRSA	Široké spektrum účinnosti v krátkom čase, neobsahuje aldehydy.	
	Dezinfeckcia malých plôch oterom	Povrch pretrieť utierkou a nechať zaschnúť, neoplachovať.	ANIOS Quick Wipes	pripravený na použitie	60 s 5 min.	A(B)T MRSA A(B)TMV MRSA	Široké spektrum účinnosti v krátkom čase, neobsahuje aldehydy.	
			WIP'ANIOS Excel	pripravený na použitie	3 min. 30 min.	A(B) MRSA A(B)V MRSA	Receptúra bez látok CMR, bez parfumov a alkoholu.	
	Aerosolová dezinfekcia	Aplikovať pomocou prístroja AEROSEPT COMPACT 250	ASEPTANIOS AD	pripravený na použitie	120 min.	A(B)CTMV MRSA	ÚČINNÝ, JEDNODUCHÝ, BEZPEČNÝ.	
NASTROJE	Enzymatické čistenie	Úplne ponoriť do pripraveného roztoru, ak je potrebné, dočistiť kefkou, dôkladne opláchnut.	ANIOSYME SYNERGY 5	0,30 %		enzym. deterg	Jedinečný detergent s 5 enzýmami. Multiaplikácia - ručná a strojová.	
	Dekontaminácia a čistenie nástrojov		ANIOSYME XL3	0,50 % 0,50 % 2 %	5 min. 30 min. 15 min.	A(B)V MRSA A(B)TV MRSA A(B)TMV MRSA	Vysoká čistiacia a preddezinfeckná účinnosť vďaka komplexu 3 enzýmov.	
			ANIOS CLEAN EXCEL D	0,50 % 2 %	15 min. 60 min.	A(B)V MRSA A(B)TV MRSA	Originálna, synergická kombinácia účinných látok. Nespôsobuje koróziu.	
	Vyšší stupeň dezinfekcie	Úplne ponoriť do pripraveného roztoru, dôkladne opláchnut.	ANIOSEPT ACTIV	0,50 % 1 % 2 %	90 min. 60 min. 15 min.	ABCTMV MRSA	Čistenie aj dezinfekcia + vyšší stupeň dezinfekcie. Stabilita roztoru je 24 hod.	
			STERANIOS 2 %	pripravený na použitie	60 min.	ABCTMV MRSA	Pripravený na použitie (bez aktivátora). Stabilita roztoru: 30 dní.	
			STERANIOS 20 %	10 %	60 min.	ABCTMV MRSA	Účinný proti sporám za 60 min. Stabilita roztoru: 30 dní.	
RUKY A POKOŽKA	Umývanie rúk a pokožky	Umyť ruky, telo, opláchnut a osušiť.	ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF	pripravený na použitie		odolný voči biokontaminácii	Vhodný na časté umývanie. Bez alergénov, parfumov a farbív.	
			DERMANIOS SCRUB CG	pripravený na použitie	30 s	A(B)V	Antiseptické mydlo založené na chlorhexidine.	
	Dezinfeckcia rúk	Naniesť na vopred umyté, suché ruky, nechať zaschnúť, neoplachovať.	ANIOSGEL 800	pripravený na použitie	30 s (HDR) 2x45 s (CHDR**)	ABTMV MRSA	Tixotropný. Bez alergénov, parfémov a farbív. Široké antimikrobiálne spektrum. Jednoduché dávkovanie.	
			ANIOSRUB 800	pripravený na použitie	30 s (HDR) 2x45 s (CHDR**)	ABTMV MRSA	Bez alergénov, parfémov a farbív. Široké antimikrobiálne spektrum. Jednoduché dávkovanie.	

Vysvetlivky: A usmrtenie vegetatívnych foriem baktérii a mikroskopických kvasinkových hub

B virucídny účinok na široké spektrum vírusov (vrátane neobalených malých vírusov)

(B) obmedzená virucídna účinnosť (účinnosť na obalené živočíse vírusy,

účinnosť na HIV/HBV potvrdená v zahraničných laboratóriach)

C inaktivácia bakteriálnych spôr

T usmrtenie mykobaktérií komplexu M. tuberculosis

M usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií

V fungicídny účinok na mikroskopické vláknité huby (plesne)

*HDR hygienická dezinfekcia rúk

**CHDR chirurgická dezinfekcia rúk

TABUĽKA RIEDENIA DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDOV

koncentrácia	0,25 %	0,30 %	0,50 %	1 %	2 %	5 %	10 %
objem pracovného roztoru (v litroch)							
1	2,5	3	5	10	20	50	100
2	5	6	10	20	40	100	200
3	7,5	9	15	30	60	150	300
4	10	12	20	40	80	200	400
5	12,5	15	25	50	100	250	500
6	15	18	30	60	120	300	600
7	17,5	21	35	70	140	350	700
8	20	24	40	80	160	400	800
9	22,5	27	45	90	180	450	900
10	25	30	50	100	200	500	1000

Príprava pracovného roztoru: odmerajte požadovaný objem dezinfekčného prostriedku pre danú koncentráciu. Prostriedok nalejte do nádoby, v ktorej bude hotový pracovný roztok. Potom doplnťte potrebné množstvo vody, aby ste získali hotový pracovný roztok.

Priklad: Potrebujete urobiť 10 litrov pracovného roztoru s koncentráciou 0,50 %. V tabuľke riedenia si nájdite príslušný riadok s požadovaným objemom (10 l) a v stĺpcoch koncentrácií vyhľadajte požadovanú koncentráciu (0,50 %). V priesčinku riadka a stĺpca je údaj 50. To znamená, že na požadovanú koncentráciu (0,50 %) pri danom objeme pracovného roztoru (10 l) treba 50 ml dezinfekčného protriedku. Odmerajte teda 50 ml prostriedku a nalejte ho do 10 litrového nádoby. Potom dolejte do nádoby tolko vodu, aby ste dostali požadovaný objem 10 litrov pracovného roztoru.

Distribútor:

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.
Božkovská 646/38, 326 00 PLZEŇ - Slovany

www.szo.cz +420 377 424 999